

Palovammat, ihottumat, murtumat, haavat.....

Suihkuun; kestävä, nopea- ja helppokäyttöinen, sopii kaikille ja kaikenikäisille.

Kylpyyn; **ISI** on ensisijaisesti suunniteltu suihkukäyttöön, mutta voidaan käyttää myös kylpyammeessa – kellunnan estämiseksi on ilmatila säädettävä tällöin mahdollisimman pieneksi.

Avovesiin - uima-allas, meri, järvi..

ISI-tuotteita **ei saa käyttää** avoimessa vedessä – raajan kellunta saattaa aiheuttaa veden varaan jouduttaessa hengenvaarallisen vaaratilanteen.

6 eri kokoa, tuotetta aina 5kpl /tuotepakkaus:

- Koko 1:** Lasten käsivarsi, tai jalka, aikuisten kyynärvarsi, tai käsi
(pituus 450mm, leveys 200mm, halkaisija 300mm)
- Koko 2:** Lasten jalka, aikuisten käsivarsi, tai jalka
(pituus 600mm, leveys 200mm, halkaisija 400mm)
- Koko 3:** Aikuisten käsivarsi, tai jalka polveen saakka
(pituus 800mm, leveys 200mm, halkaisija 400mm)
- Koko 4:** Aikuisten iso käsivarsi, tai jalka reiteen saakka
(pituus 800mm, leveys 280mm, halkaisija 560mm)
- Koko 5:** Aikuisten koko jalka
(pituus 1225mm, leveys 280mm, halkaisija 560mm)
- Koko 6:** Aikuisten koko jalka – isokokoiset potilaat
(pituus 1225mm, leveys 350mm, halkaisija 700mm)

Tuotekuvaus:

Polyetyleenin ja EBA:n (Eten Butyl Acylat) sekoitus – ympäristöystävällistä ja myös herkälle iholle sopivaa.

Kiinnitysteippi sopii herkälle iholle, allergiatestattu liima. Paperisuojaus silikonikäsiteltyä, kloorivalkaisematonta paperia. Pakkausmateriaali polyetyneeniä.

ISI-tuotteita on testattu tutkimussairaaloissa Tanskassa ja Englannissa, sekä Ruotsin Apoteksbolagetissa:

Lue ammattilaisten lausunnot ISI-tuotteista:

”ISI toimii erinomaisesti palovammapotilaiden kylvetyksessä” (Eva Fagerlund, erikoissairaanhoidtaja, Karolinska Sjukhuset, Tukholma)


”ISI-suihkusuoja on osoittautunut parhaimmaksi suihkusuojaksi meidän potilaillamme” (Anne-Marie Nilsson, osastonhoitaja, University Hospital of Linköping)

”ISI-tuotteet mahdollistavat potilailleni normaali-tasoisien hygienian myös vaikeimmissa vamma-tapauksissa” (Joanna Morris, diakonissa, Wivenhoe Health Centre, Colchester)

HUOM: Tiiviyden takaamiseksi noudata ehdottomasti pakkauksen teippausohjeita.

ISI-uimasetti

Tavallista ISI-suihkusuojaa **ei saa käyttää** tilanteissa joissa saattaa joutua kokonaan veden varaan. Tuotevalikoimaan on lähiaikoina tulossa ISI-uimasetti, jonka avulla em. vaaratilanteet voidaan eliminoida.



HUOM:

ISI-suihkusuoja on muovipussituote - **älä jätä tuotteita pienten lasten ulottuville**. ISI-suihkusuoja on kerta-käyttöinen – tiiviyttä ei voida taata useammalla käyttökerralla.

Tukkupakkaukset:

- koko 1 – 75 kpl (375 kpl)
- koko 2 – 60 kpl (300 kpl)
- koko 3 – 50 kpl (250 kpl)
- koko 4 – 45 kpl (225 kpl)
- koko 5 – 30 kpl (150 kpl)
- koko 6 – 25 kpl (125 kpl)

